

GIRO - Silla de Traslado Plegable Teyder - GIRO-TEYDER



La silla de traslado plegable **GIRO de Teyder** es la solución ideal para el desplazamiento cómodo y seguro de personas con movilidad reducida. Gracias a su diseño compacto y plegado rápido, facilita el transporte en cualquier entorno, tanto en interiores como en exteriores.

La silla de traslado plegable **GIRO** es una silla de ruedas de traslado diseñada para facilitar el desplazamiento asistido de personas con movilidad reducida en entornos domésticos, hospitalarios y urbanos. Su estructura plegable permite guardarla y transportarla con facilidad, convirtiéndola en una aliada imprescindible para cuidadores y familiares.

Según el [Instituto Nacional de Estadística \(INE\)](#), más de 4,3 millones de personas en España presentan algún tipo de discapacidad que afecta a su movilidad, una cifra que pone de manifiesto la creciente demanda de productos de ayuda técnica como las sillas de traslado. Por otro lado, el [IMSERSO](#) estima que el uso de ayudas técnicas para la movilidad reduce en un 40% el riesgo de caídas en personas mayores dependientes, lo que convierte a productos como la **GIRO** en una inversión en seguridad y calidad de vida.

Como señala la Dra. Carmen Vidal, especialista en medicina física y rehabilitación: «Una silla de traslado bien elegida no solo mejora la autonomía del usuario, sino que también protege la salud postural del cuidador, reduciendo el esfuerzo físico en los desplazamientos cotidianos.»

Características

Diseño pensado para el traslado diario

Del mismo modo, la silla de traslado plegable GIRO destaca por su estructura ligera y resistente, concebida específicamente para el traslado asistido. A diferencia de las sillas de ruedas autopropulsables, la GIRO prioriza la comodidad del acompañante y la facilidad de manejo, con un chasis que responde de forma ágil en pasillos estrechos, rampas y superficies irregulares. Además, su sistema de plegado en cruz permite reducir el volumen en segundos, sin necesidad de herramientas ni esfuerzo adicional.

Por otro lado, el asiento tapizado ofrece un apoyo firme y confortable durante los trayectos, mientras que los reposabrazos y reposapiés abatibles facilitan las transferencias del usuario desde y hacia la silla. De hecho, este tipo de configuración es especialmente valorada en entornos hospitalarios y residencias, donde las transferencias frecuentes son parte de la rutina asistencial.

Seguridad y estabilidad en cada trayecto

En cuanto a la seguridad, la GIRO incorpora frenos de mano en las empuñaduras traseras, lo que permite al cuidador controlar la velocidad y detener la silla con precisión en pendientes o superficies resbaladizas. Sin embargo, es importante recordar que esta silla está diseñada para uso asistido: no dispone de aros de propulsión, por lo que el usuario no puede desplazarse de forma autónoma. Esta característica la hace especialmente adecuada para personas que requieren asistencia total en sus desplazamientos.

Asimismo, las ruedas traseras de mayor diámetro y las ruedas delanteras giratorias garantizan una maniobrabilidad óptima en espacios reducidos. En consecuencia, la GIRO se adapta tanto a entornos domésticos con pasillos estrechos como a espacios públicos con mayor amplitud. No es un detalle menor: la combinación de ruedas delanteras giratorias con frenos traseros es uno de los factores que más valoran los profesionales sanitarios al recomendar una silla de traslado.

- Estructura de acero ligero con acabado resistente a la corrosión
- Sistema de plegado en cruz rápido y sencillo
- Reposabrazos abatibles para facilitar transferencias
- Reposapiés desmontables y regulables en altura
- Frenos de mano en empuñaduras traseras
- Ruedas delanteras giratorias para máxima maniobrabilidad
- Tapizado de asiento y respaldo confortable y fácil de limpiar
- Cinturón de seguridad abdominal incluido

Especificaciones técnicas

Respaldo Plegable. Bolsillo portaobjetos

Característica	Detalle
----------------	---------

Marca	Teyder
Modelo	GIRO
Tipo	Silla de traslado plegable
Ancho total	53 Cm.
Peso total	10 Kg.
Peso soportado	100 Kg.
Ancho asiento	40 Cm.
Largo total	83 Cm.
Largo asiento	37 Cm.
Alto total	89 Cm.
Alto del respaldo	34 Cm.
Alto del asiento al suelo	47 Cm.
Sistema de plegado	Plegado en cruz
Reposabrazos	Abatibles
Reposapiés	Plataforma plegable
Frenos	Frenos de mano en empuñaduras traseras
Ruedas delanteras	Giratorias
Ruedas Delanteras macizas	150 mm.
Ruedas Traseras macizas	200 mm.
Respaldo Plegable	Incluido
Bolsillo portaobjetos	Si
Cinturón de seguridad	Incluido
Uso recomendado	Traslado asistido en interiores y exteriores

Lo que marca la diferencia

Más que una silla: una herramienta de cuidado

Lo que distingue a la silla de traslado plegable GIRO de otras opciones del mercado es su enfoque integral en la experiencia del cuidador. Muchas sillas de traslado priorizan únicamente la comodidad del usuario, pero la GIRO también cuida a quien empuja. Las empuñaduras ergonómicas reducen la fatiga en los desplazamientos prolongados, y el sistema de frenos de mano permite un control preciso sin necesidad de agacharse ni realizar movimientos forzados.

Además, el plegado en cruz es especialmente práctico para familias que comparten el vehículo familiar: la silla cabe en el maletero de la mayoría de los turismos sin necesidad de desmontar piezas. Por ejemplo, en comparación con sillas de ruedas estándar, la GIRO ocupa hasta un 60% menos de espacio una vez plegada, según estimaciones del sector de ayudas técnicas. En cambio, las sillas de ruedas convencionales requieren a menudo el desmontaje de ruedas para su transporte, lo que supone un inconveniente real en el día a día.

Cumplimiento normativo y garantías de calidad

Por esta razón, la GIRO cumple con la normativa europea de productos sanitarios (Directiva 93/42/CEE y su actualización en el Reglamento UE 2017/745), lo que garantiza que ha superado

los controles de seguridad y calidad exigidos para su comercialización en España y en toda la Unión Europea. Del mismo modo, Teyder como fabricante ofrece soporte técnico y servicio posventa, un aspecto que no siempre está garantizado con marcas de importación de bajo coste. A pesar de que el precio puede ser un factor determinante en la decisión de compra, la durabilidad y el respaldo técnico de una marca consolidada como Teyder representan un valor añadido difícil de ignorar.

¿Para quién es?

Perfiles de usuario ideales

La silla de traslado plegable GIRO es adecuada para una amplia variedad de perfiles de usuario. En primer lugar, resulta ideal para personas mayores con movilidad reducida que necesitan asistencia para desplazarse en el hogar, en centros de día o durante salidas al exterior. De igual modo, es una excelente opción para pacientes en proceso de recuperación postoperatoria que no pueden caminar de forma autónoma durante un período determinado.

En segundo lugar, la GIRO es muy valorada por cuidadores profesionales en residencias de mayores y hospitales, donde la facilidad de manejo y la higiene del tapizado son factores críticos. Asimismo, las familias que cuidan a un familiar dependiente en casa encuentran en esta silla una solución práctica y económica frente a modelos más complejos. Por otro lado, también puede utilizarse como silla de traslado en aeropuertos, centros comerciales y otros espacios públicos donde se requiera asistencia puntual.

No obstante, es importante consultar con un profesional sanitario o terapeuta ocupacional antes de adquirir cualquier ayuda técnica para la movilidad, con el fin de asegurarse de que el modelo elegido se adapta a las necesidades específicas del usuario. Esta recomendación está en línea con las directrices del