

Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido. Motor LIN - ORT21992LK



La Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido y motor LINAK es ideal para el traslado seguro y eficiente de personas con movilidad reducida. Su diseño robusto garantiza un uso fiable y cómodo.

Si estás buscando una solución eficiente y segura para el traslado de personas con movilidad reducida, la Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido. Motor LINAK es una excelente opción. Este producto está diseñado para facilitar el cuidado diario, ofreciendo comodidad tanto para el usuario como para el cuidador. Con su motor LINAK y su estructura robusta, no solo garantiza seguridad, sino que también permite un manejo sencillo y práctico.

Lo que incluye el Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido. Motor LINAK

Al adquirir la Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido. Motor LINAK, recibirás un producto completo y listo para usar. Incluye un arnés que asegura al usuario durante el traslado, proporcionando tranquilidad tanto al cuidador como a la persona que se está moviendo. Además, cuenta con una batería extraíble que facilita la carga y el mantenimiento del dispositivo.

La grúa también está equipada con cuatro ruedas giratorias de 10 cm de diámetro, dos de las cuales tienen freno para mayor estabilidad. Esto significa que puedes moverla fácilmente por diferentes superficies y asegurarla cuando sea necesario. La percha de tubo redondo está

protegida con goma, lo que evita cualquier tipo de daño o deslizamiento durante su uso.

Especificaciones técnicas del Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido. Motor LINAK

Carga máxima	135 kg
Motor	LINAK
Batería	Batería extraíble
Ruedas giratorias	4 ruedas de 10 cm de diámetro
Frenos	2 ruedas con freno
Estructura	Acero pintado
Indicador acústico de batería baja	Sí
Botón de parada de emergencia	Sí

¿Por qué elegir este modelo?

Elegir la Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido. Motor LINAK significa optar por un producto que combina calidad y funcionalidad. Su diseño robusto asegura un uso prolongado sin comprometer la seguridad del usuario. Además, el motor LINAK es conocido por su durabilidad y eficiencia, lo que se traduce en un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

Otra ventaja es su facilidad de uso. Gracias a sus ruedas giratorias y frenos, puedes moverla sin esfuerzo por cualquier espacio, ya sea en casa o en una institución médica. Esto es especialmente útil en situaciones donde se necesita trasladar a una persona desde la cama a una silla o viceversa.

Características destacadas

- Motor LINAK: Proporciona un funcionamiento suave y silencioso, ideal para mantener un ambiente tranquilo durante el traslado.
- Batería extraíble: Permite cargarla fácilmente sin necesidad de mover toda la grúa; simplemente quita la batería y cárgala donde te resulte más cómodo.
- Estructura robusta: Fabricada en acero pintado, garantiza durabilidad y resistencia al desgaste diario.
- Sistema de seguridad: Incluye un botón de parada de emergencia que proporciona tranquilidad adicional durante su uso.
- Ruedas giratorias: Facilitan el movimiento en espacios reducidos, permitiendo maniobras sencillas sin esfuerzo físico excesivo.

Ventajas frente a otros productos

A diferencia de otras grúas eléctricas del mercado, este modelo destaca por su motor LINAK que ofrece un rendimiento superior en comparación con motores estándar. Esto no solo mejora la eficiencia energética sino que también reduce el ruido durante su funcionamiento.

Además, su diseño incluye características específicas como las ruedas giratorias con freno que no

siempre están presentes en otros modelos similares. Esto proporciona una mayor estabilidad al momento de realizar transferencias y ayuda a evitar accidentes indeseados.

Casos de uso recomendados

Esta grúa es ideal para entornos domésticos donde se requiere trasladar a personas mayores o con movilidad reducida desde sus camas a sillas o baños. Por ejemplo, si cuidas a un familiar mayor en casa, esta herramienta puede facilitar enormemente estas tareas diarias.

A nivel institucional, hospitales o residencias geriátricas pueden beneficiarse enormemente al incorporar esta grúa en sus rutinas diarias. Su diseño robusto permite manejar diferentes tipos de pacientes sin comprometer su seguridad ni la del personal sanitario.

Ideal para

La Grúa eléctrica hasta 135 KG con arnés incluido es perfecta para cuidadores familiares o profesionales que buscan una herramienta confiable para ayudar a personas con movilidad limitada. Es especialmente útil en hogares donde hay pacientes postrados o personas mayores que requieren asistencia constante.

También es adecuada para instituciones médicas donde se necesita trasladar pacientes regularmente entre diferentes áreas sin causarles incomodidad o estrés innecesario durante el proceso.

Consejos de uso

Asegúrate siempre de revisar el estado general de la grúa antes de cada uso; esto incluye comprobar las ruedas y asegurarte de que los frenos funcionan correctamente. También es recomendable familiarizarse con todas las funciones del motor LINAK para aprovechar al máximo sus capacidades.

No olvides seguir las instrucciones del fabricante sobre cómo utilizar correctamente el arnés incluido; esto garantizará tanto tu seguridad como la del usuario durante cada traslado.

Mantenimiento y cuidados

Para asegurar la durabilidad y el correcto funcionamiento del producto, se recomienda realizar limpiezas regulares con productos suaves y no abrasivos. Es importante verificar periódicamente el estado de todos los componentes, especialmente aquellos sometidos a mayor desgaste como ruedas, frenos y mecanismos de ajuste. Almacenar el producto en un lugar seco y protegido de la humedad prolongará significativamente su vida útil.

Recomendaciones de uso

Para optimizar la experiencia de uso, es aconsejable familiarizarse con todas las funciones y ajustes disponibles antes del primer uso. Ajustar correctamente la altura y posición de los elementos según las necesidades individuales del usuario garantiza mayor comodidad y seguridad. En caso de duda sobre algún aspecto del funcionamiento, consultar el manual de usuario o contactar con el servicio de atención al cliente.

Garantía y servicio postventa

Este producto cuenta con garantía según establece la legislación vigente para productos ortopédicos. El servicio de atención al cliente está disponible para resolver cualquier consulta relacionada con el uso, mantenimiento o funcionamiento del producto. Se recomienda conservar el comprobante de compra y la documentación proporcionada para agilizar cualquier gestión de garantía si fuera necesaria.