

Grúa Eléctrica para Pacientes Libercar Vulcan Mini – Hasta 150 kg - VULCAN-MINI-150



La **grúa eléctrica Libercar Vulcan Mini** es un elevador homologado CE 2017/745 con capacidad para **150 kg**, diseñada para la movilización segura de pacientes en domicilio y residencias. Motor de 8.000 N, mando a distancia con indicador de carga digital y plegado vertical sin herramientas en segundos.

La **grúa eléctrica para pacientes Libercar Vulcan Mini** permite trasladar a personas con movilidad reducida de forma segura, sin esfuerzo y con un control total en cada movimiento. Compacta, certificada y lista para usar tanto en casa como en residencias.

Por qué la Vulcan Mini destaca entre las grúas eléctricas para pacientes

Según el IMSERSO, más de 1,3 millones de personas en España necesitan ayuda de terceros para sus actividades básicas diarias. Para los cuidadores, levantar o trasladar a un paciente sin apoyo mecánico es una de las principales causas de lesiones lumbares. Ahí entra esta grúa eléctrica: no es un lujo, es una herramienta de prevención.

Lo que sorprende es su equilibrio entre tamaño y potencia. Con solo 53 cm de ancho exterior y un motor de 8.000 N, la Vulcan Mini maniobra en pasillos donde otras grúas sencillamente no caben, y aun así eleva con seguridad hasta 150 kg. De hecho, su rango de elevación de 106 cm —entre 62 y

168 cm— permite recoger al paciente directamente desde el suelo, algo que no todas las grúas del mercado ofrecen.

Características principales de la grúa eléctrica Vulcan Mini

Más allá de los números, esta grúa está pensada para el día a día real de cuidadores y profesionales sanitarios:

- **Motor 8.000 N a 7 mm/s:** elevación suave y constante, sin sacudidas que incomoden al usuario.
- **Mando a distancia con indicador de carga digital:** sabes en todo momento cuánta batería queda; sin sorpresas a mitad de una transferencia.
- **Botón de parada de emergencia:** detiene el movimiento de forma inmediata si algo no va bien.
- **Sistema de bajada de emergencia:** permite descender al paciente aunque la batería se haya agotado.
- **Percha giratoria 360°:** facilita el posicionamiento exacto sin mover la base de la grúa.
- **Apertura de patas a pedal:** manos libres para controlar al paciente mientras ajustas la posición.
- **Desmontable en tres partes** (base, brazo y controlador) y plegado vertical sin herramientas: cabe en el maletero de un turismo estándar.

Ahora bien, conviene ser honestos: la Vulcan Mini no está pensada para entornos con desniveles o superficies irregulares. En esos casos, se recomienda consultar con un profesional sanitario o terapeuta ocupacional qué modelo se adapta mejor a las condiciones del hogar.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Motor	8.000 N – 7 mm/s
Capacidad máxima usuario	150 kg
Rango de elevación	106 cm (de 62 cm a 168 cm)
Longitud total	95 cm
Anchura exterior patas	53 cm
Anchura interior patas	43 cm
Apertura exterior patas	90 cm
Altura inferior / superior patas	5 cm / 10 cm
Diámetro ruedas traseras (con freno)	10 cm
Diámetro ruedas delanteras	8 cm
Peso total (base + brazo + controlador)	36 kg
Peso base	16 kg
Peso brazo	16 kg
Peso caja controladora	4 kg
Mando a distancia	Sí, con indicador de carga digital
Percha giratoria	360°

Apertura patas a pedal	Sí
Recogida desde el suelo	Sí
Certificación	CE Producto Sanitario 2017/745
Normas de calidad	ISO 9001 e ISO 13485

Lo que la competencia no cuenta: apertura a pedal y recogida desde el suelo

Dos detalles que marcan una diferencia real en el uso cotidiano. La **apertura de patas a pedal** libera ambas manos del cuidador justo cuando más las necesita: al ajustar la posición de la grúa bajo una silla de ruedas o junto a la cama. Y no es un detalle menor, porque en ese momento el paciente ya puede estar parcialmente sujeto al arnés.

La posibilidad de **recoger al paciente desde el suelo** es igualmente importante. Según datos del INE, las caídas son el accidente doméstico más frecuente en mayores de 65 años. Disponer de una grúa que alcance los 62 cm de altura mínima de percha convierte esta situación, potencialmente traumática, en un proceso controlado y seguro.

¿Para quién es la grúa eléctrica Libercar Vulcan Mini?

Esta grúa está indicada para distintos perfiles y situaciones:

- **Cuidadores familiares en domicilio:** personas que atienden a un familiar con movilidad muy reducida y necesitan reducir el esfuerzo físico en cada transferencia.
- **Residencias y centros de día pequeños:** su tamaño compacto la hace ideal para habitaciones con espacio limitado.
- **Pacientes con obesidad o sobrepeso importante:** la capacidad de 150 kg da margen suficiente para la gran mayoría de casos.
- **Situaciones de recuperación postoperatoria:** cuando el paciente tiene movilidad temporal muy reducida y el cuidador no puede cargarlo sin riesgo de lesión.

Recomendamos consultar con un médico o terapeuta ocupacional antes de adquirir este producto para asegurarse de que el modelo y el arnés elegidos se adaptan a