

Scooter eléctrico Litium 4 ruedas Libercar - Litium 4

Tu título



Detalles del producto

Tu título



Detalles del producto

Tu título



Detalles del producto

Podrás disfrutar de este scooter allá donde vaya desmontándolo fácilmente en 5 partes (en menos de un minuto y sin necesidad de herramientas). La pieza más pesada es de 13,5kg facilitando su carga y descarga en el maletero del coche y su almacenaje en casa.



Además podrás cargar las baterías fuera del scooter y llevarlas donde quieras gracias a su caja independiente con asa ergonómica que únicamente pesa 4kg.o la





La marca Libercar ofrece también la posibilidad (sin coste adicional) de instalar el sistema Stand-Up para que el scooter se mantenga de pie por sí solo. Podrás almacenarlo de esta forma en cualquier armario o transportarlo en ascensores muy pequeños ya que con este sistema el scooter tan solo ocupa 50cm de ancho x 50 cm de profundidad.

UNO DE LOS SCOOTERS ELÉCTRICOS PARA MAYORES COMPACTOS MÁS SEGUROS DEL MERCADO

Con un sistema de freno electromagnético inteligente, el scooter frena solo al soltar la palanca de aceleración, lo que garantiza una completa seguridad en su conducción, sobre todo para personas mayores o con problemas de movilidad.

Incorpora paragolpes delantero y trasero protegiendo al scooter de pequeños impactos y rozaduras en la carrocería. En la parte trasera del scooter tiene dos ruedines antivuelco que te protegerán en caso de afrontar pendientes pronunciadas.

MEDIDAS Y PESO DEL SCOOTER ELÉCTRICO MINUSVÁLIDO LIBERCAR LITIUM

La longitud de serie del scooter Libercar Litium (sin cesta) es de 103cm. Si necesita que tenga menos longitud tiene la posibilidad que desmontar el paragolpes delantero reduciendo medida a 99cm. Esta opción la puede pedir directamente a la marca o puedes quitarlo en cualquier momento.

Adicionalmente, Libercar ofrece la opción de adaptar la longitud del scooter a medida. Si necesitas por cuestión de espacio (ascensor, maletero...) que mida menos de 99cm, bajo pedido y con un coste adicional, tu scooter puede adaptarse a la medida que elijas entre 88 y 98 centímetros.

En cuanto la anchura del scooter, éste únicamente mide 50cm, lo que proporciona una gran maniobrabilidad y facilidad para atravesar puertas, ascensores...

Su peso total completamente montado es de 36Kg, su pieza más pesada cuando el scooter está desmontado es únicamente de 13,5kg y la caja de baterías pesa únicamente 4kg.

PERFECTO PARA

El Libercar Litium es perfecto para personas mayores o con discapacidad que quieran conservar su independencia y busquen un scooter muy ligero para su transporte pero no por ello quieran renunciar a las más altas prestaciones.

Es ideal para pasear tanto en interiores como en exteriores gracias a sus reducidas dimensiones y su gran maniobrabilidad (su radio de giro es inferior a un metro).

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Libercar Litium ofrece bastantes opciones de personalización.

Este scooter trae de serie ruedas macizas de 19cm pero si desea mayor confort la marca Libercar puede realizar una adaptación de realzado de chasis para colocar ruedas neumáticas de 22cm proporcionándote mayor estabilidad y amortiguación al scooter.



El sistema vertical Stand Up, es un sistema de plegado mediante el cual el scooter se mantiene de pie ocupando únicamente 50X50cm. Es el opcional perfecto para subir en ascensores, guardar en pequeños trasteros o dejarlo en casa.

Libercar ofrece a sus clientes la opción de modificar la longitud de la mayoría de sus modelos reduciendo la parte central del scooter. En este caso los pies se alojarán en el paso de ruedas en vez de apoyarse en la base central pero generalmente es la mejor opción para poder acceder a ascensores muy reducidos u otros espacios sin necesidad de levantarse del vehículo. Libercar Litium mide de serie 103cm (o 99cm sin paragolpes) y bajo pedido con la marca se puede adaptar entre 88 y 98cm.



Libercar da opción de adaptar sus scooter para zurdos. En este caso invierte el sentido de las manetas de aceleración/marcha atrás y cambia de lado la palanca de giro de asiento para que en todo momento el usuario no tenga que realizar ningún esfuerzo extra.

Si necesitas cualquier otro tipo de personalización como parrillas traseras, porta-bombonas... o quieres poner retrovisores y personalizar a tu gusto el scooter podrás indicarnos tus necesidades y te ofreceremos un presupuesto previo sin compromiso.

Características técnicas

Especificaciones técnicas Libercar Litium 4 Ruedas

Longitud scooter	103-99-88 cm
Anchura scooter (sin reposabrazos)	50 cm
Peso total	36 kg
Peso caja baterías (extraíbles)	4 kg
Peso asiento	6,5 kg
Peso parte delantera	12 kg
Peso parte trasera	13 kg
Pendiente máxima	21%
Asiento regulable en altura	SI
Respaldo asiento abatible	SI
Anchura base asiento	44 cm
Profundidad base asiento	40 cm
Altura suelo-plataforma	70 mm
Reposacabezas	NO
Reposabrazos regulable en anchura	SI
Angulo reposabrazos regulable	NO
Cinturón de seguridad	NO
Amortiguación delantera	NO
Amortiguación trasera	NO
Partes en las que se desmonta	5
Palanca de desembrague	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42
Baterías	LITIO 20 Ah
Motor	180 W
Velocidad máxima	7 km/h
Autonomía máxima	25 km
Asiento giratorio 360º	SI
Manillar	barra
Diametro ruedas	19 cm
Pendiente de seguridad	12%
Peso máximo recomendado	100 kg

Tipo cubiertas	macizas
Color	azul metalizado
Cesta portaobjetos	SI
Bolsa portaojetos asiento	SÍ
Retrovisores	NO
Paragolpes delantero	SI
Paragolpes trasero	SI
Luces delanteras	SÍ (LED)
Luces traseras	reflectantes
Intermitentes	NO
Ruedines antivuelco	SI
Regulador columna dirección	SI
Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo.

En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Tu título



Detalles del producto

Tu título



Detalles del producto

Tu título



Detalles del producto