
Scooter Eléctrico Mallorca Plus - Autonomía 40 km |TotalCare - Mallorca Plus



Recupera la libertad de la infancia con el Scooter Eléctrico Mallorca Plus. Disfruta de hasta 40 km de autonomía y viaja con la tranquilidad de la cobertura TotalCare. Libertad y seguridad en cada recorrido.

¿Recuerdas esa sensación de libertad cuando eras pequeño y salías en bici sin rumbo fijo? El Scooter Eléctrico Mallorca Plus – Autonomía 40 km |TotalCare está aquí para devolvértela. Olvídate de depender de que alguien te lleve a hacer recados o de limitar tus salidas por cansancio. Este scooter grande, con su potente motor y sus dos baterías, te permite recorrer hasta 40 km con una sola carga. Es estable, cómodo gracias a su asiento ajustable y está pensado para que te muevas por tu ciudad o pueblo con total seguridad y confianza. Tu independencia empieza aquí.

Lo que incluye el Scooter Eléctrico Mallorca Plus – Autonomía 40 km |TotalCare

Cuando recibas tu Mallorca Plus, viene listo para rodar. Lo primero que notarás es su robustez y su diseño cuidado, un vehículo serio para uso diario. Incluye, por supuesto, las dos baterías de gel de 38 Ah que son el corazón de su autonomía. Viene con el cargador para que puedas recargarlo en casa sin complicaciones, de forma similar a como cargas tu teléfono móvil.

Además, el fabricante ha equipado este scooter con todo lo necesario para tu seguridad y

comodidad desde el primer día. Esto significa que ya monta de serie el completo juego de luces LED e intermitentes, así como los retrovisores para que tengas una visión completa de lo que ocurre a tu alrededor. No tendrás que comprar ningún accesorio extra para empezar a usarlo con garantías. El asiento acolchado y el respaldo ajustable ya vienen instalados, solo tendrás que adaptarlos a tu gusto.

Especificaciones técnicas del Scooter Eléctrico Mallorca Plus – Autonomía 40 km |TotalCare

Modelo	Mallorca Plus
Tipo	Scooter eléctrico grande y fijo de 4 ruedas
Autonomía	30 a 40 km
Velocidad máxima	10 km/h
Motor	500W
Batería	Dos baterías de gel de 38 Ah
Peso soportado (Carga máxima)	136 kg
Dimensiones totales (Ancho x Profundidad x Alto)	68 cm x 128 cm x 123 cm
Amortiguación	Amortiguaciones en las 4 ruedas
Iluminación	Sistema completo de luces LED e intermitentes de alto rendimiento
Asiento	Acolchado, desmontable y giratorio. Respaldo ajustable e inclinable.
Regulaciones asiento	Regulable en profundidad
Retrovisores	Sí, incluidos
Ancho total	68 cm
Profundidad total	128 cm
Altura total	123 cm
Uso recomendado	Exteriores y largos recorridos
Gama	Scooter grande de cuatro ruedas
Diseño	Elegante y funcional
Conducción	Estable y cómoda

¿Por qué elegir este modelo?

Hay muchos scooters eléctricos, pero el Mallorca Plus destaca por cosas muy concretas. La primera es su estabilidad. Tener amortiguación en las cuatro ruedas no es un detalle menor; significa que cuando pases por un bordillo o un adoquín suelto, el impacto no te llegará directamente a la espalda. El scooter lo absorberá por ti, haciendo los trayectos mucho más suaves y menos cansados. Piensa en lo agradecida que estará tu espalda después de un paseo largo.

Luego está el tema de la autonomía. Con sus dos baterías de gel de 38 Ah, tienes un margen de hasta 40 km. Esto no es un dato teórico. En la práctica, te permite planificar tu semana: puedes ir a comprar, visitar a los amigos, dar una vuelta por el parque varios días seguidos sin tener que estar pendiente del cargador cada noche. Es una autonomía real para una vida activa. Y con un motor de

500W, aunque su velocidad está limitada a 10 km/h por seguridad, tendrás potencia de sobra para afrontar pequeñas cuestas sin que el scooter se resienta o se quede sin fuerza.

Finalmente, la comodidad es clave. El asiento no es un simple taburete; está acolchado, y el respaldo no solo está ahí, sino que se puede inclinar y ajustar para que tu postura sea la correcta. Además, al ser giratorio y desmontable, subir y bajar es mucho más fácil. Son esas pequeñas cosas que, día tras día, marcan una gran diferencia en tu experiencia de uso.

Características destacadas

- **Amortiguación cuádruple:** Lleva amortiguadores en sus cuatro ruedas. Esto se traduce en una conducción notablemente más estable y suave, filtrando las irregularidades del terreno para que tú solo disfrutes del paseo.
- **Autonomía extensa con doble batería:** Incorpora dos baterías de gel de 38 Ah. Juntas te dan un rango de uso de entre 30 y 40 km, suficiente para varios días de recados y paseos sin necesidad de recargar constantemente.
- **Seguridad lumínica completa:** Viene de fábrica con un sistema de luces LED e intermitentes de alto rendimiento, además de retrovisores. Estarás visible y tendrás control de tu entorno si circulas al atardecer o por calles con tráfico.
- **Asiento ergonómico y adaptable:** El asiento acolchado y el respaldo ajustable no son estándar en todos los modelos. Aquí puedes regular la profundidad e inclinación para encontrar tu punto de apoyo perfecto, y además girarlo 360º para facilitar el acceso.

Ideal para

Este scooter es el compañero perfecto para cualquier persona que valore su independencia y quiera recuperar la movilidad sin esfuerzo. Si te cuesta caminar largas distancias, si te cansas pronto o si simplemente quieres ahorrar tiempo en tus desplazamientos diarios, el Mallorca Plus es para ti. Está pensado para un uso principalmente en exterior, así que es genial para vivir en urbanizaciones, pueblos o ciudades donde puedas moverte por aceras y parques.

Es especialmente útil para quienes tienen una vida social activa. Imagina poder ir a tomar un café con tu grupo de amigos al otro lado del pueblo sin pensar en cómo llegar, o visitar a tus nietos sin tener que pedir que te recojan. También es un gran aliado para las tareas cotidianas: hacer la compra semanal, ir a la farmacia, al correo o simplemente salir a dar una vuelta para despejarte. Está diseñado para soportar un peso de hasta 136 kg, ofreciendo robustez y tranquilidad.

Consejos de uso

Para sacarle el máximo partido y que te dure muchos años, sigue estos consejos sencillos. En cuanto a la batería, intenta no agotarla por completo muy a menudo. Cuando veas que la autonomía empieza a bajar, planifica la recarga. Es mejor cargarlo después de cada uso o cuando esté por la mitad, como hacemos con los móviles. Usa siempre el cargador original que viene con el scooter para evitar daños.

Antes de salir, haz una comprobación rápida: que las luces e intermitentes funcionen, que la presión de las ruedas sea la correcta (se notará en la conducción) y que el asiento esté bien fijado en la posición que elegiste. Cuando circules, aprovecha los retrovisores para ser consciente de lo que hay detrás de ti, especialmente si vas a girar o a cruzar. Al principio, tómate un tiempo en un lugar tranquilo para familiarizarte con los mandos, la sensibilidad del acelerador y el freno. En poco tiempo, manejarás el scooter con una naturalidad absoluta, como si llevaras años haciéndolo.

Recuerda que, aunque es robusto, es un vehículo eléctrico. Evita circular bajo lluvia intensa o charcos profundos para proteger los componentes eléctricos. Después de un paseo por una zona polvorienta, un paño húmedo para limpiar el chasis y el asiento será suficiente para mantenerlo como nuevo. Lo más importante: úsalo. Cuanto más lo integres en tu rutina, más valor le sacarás y más te alegrarás de haber dado este paso para recuperar tu libertad de movimiento.