

Scooter eléctrico plegable portátil BRIO Plus - Wellell - BRIO Plus



La scooter eléctrica plegable portátil BRIO Plus es la solución ideal para desplazamientos urbanos, combinando comodidad y practicidad. Su diseño ligero y fácil de usar la convierte en una opción perfecta para moverte por la ciudad sin complicaciones.

¿Estás buscando una forma cómoda y práctica de moverte por la ciudad? La scooter eléctrica plegable portátil BRIO Plus puede ser justo lo que necesitas. Este modelo destaca por su facilidad de uso y su diseño compacto, ideal para quienes desean una solución de transporte eficiente. Con características como un plegado instantáneo y un asiento giratorio, te permitirá desplazarte con total comodidad y seguridad.

Características principales

La BRIO Plus se pliega en un instante gracias a su pedal rojo, lo que la convierte en una opción muy práctica para llevarla contigo a cualquier lugar. Además, cuenta con reposabrazos regulables en altura y anchura que se pueden abatir, facilitando el acceso al usuario. Esto es especialmente útil si necesitas entrar en espacios reducidos o si simplemente prefieres una posición más cómoda al conducir.

Las ruedas neumáticas grandes (20×5 cm las delanteras y 23×6,5 cm las traseras) aseguran un paseo suave, absorbiendo los baches del camino y permitiendo subir bordillos con facilidad. También incorpora una luz delantera LED que no solo te permite ver mejor en condiciones de poca luz, sino que también te hace visible para los demás. La seguridad es primordial, y esta scooter está diseñada con ruedas antivuelco tanto laterales como traseras, así como una llave de seguridad en la batería.

Su diseño compacto es otro de sus puntos fuertes; mide solo 96 cm desplegada y 50 cm plegada, lo que significa que no tendrás problemas para guardarla en casa o llevarla en el coche. Además, el asiento es extraíble, lo que facilita aún más su transporte. Una vez plegada, podrás moverla como si fuera un trolley gracias a sus cuatro ruedas.

Especificaciones técnicas

Autonomía	20-25 Km.
Velocidad máxima	6,5 km/h
Motor	270 W, Motor 4 polos
Batería	De litio 25.2V 10,05 Ah x 1 unidad
Carga máxima	115 kg
Dimensiones totales	96 x 53 x 87-100 cm (sin apoyabrazos)
Peso total	34 kg

¿Por qué elegir este modelo?

La BRIO Plus se diferencia de otras scooters eléctricas por su combinación de comodidad y seguridad. Por ejemplo, los reposabrazos ajustables son perfectos para adaptarse a diferentes usuarios. Esto significa que tanto si eres alto como si eres más bajo, podrás encontrar la posición correcta para ti. Además, el hecho de que se pliegue tan fácilmente es un gran plus; no tendrás que luchar con mecanismos complicados cada vez que quieras guardarla o transportarla.

Otro aspecto destacable es su ligereza. Con un peso total de solo 34 kg gracias a su batería de litio, es fácil de manejar incluso cuando está plegada. Esto la convierte en una opción ideal para personas mayores o aquellas con movilidad reducida. Además, su diseño compacto permite girar en espacios reducidos sin problemas.

Características destacadas

- Plegado instantáneo: Con solo presionar el pedal rojo puedes plegar la scooter rápidamente, ideal para cuando estás apurado.
- Asiento giratorio: Facilita el acceso y mejora la experiencia del usuario al permitir una mayor movilidad al subir y bajar.
- Luz frontal LED: Te ayuda a ver mejor durante la noche y también te hace visible ante los demás conductores.
- Ruedas neumáticas: Proporcionan un viaje más cómodo al absorber las irregularidades del terreno.
- Sistema antivuelco: Las ruedas laterales y traseras están diseñadas para evitar caídas accidentales, aumentando así tu seguridad mientras conduces.

Ventajas frente a otros productos

A diferencia de otras scooters eléctricas en el mercado, la BRIO Plus combina características

prácticas con un diseño seguro y ligero. Por ejemplo, muchas scooters no cuentan con reposabrazos ajustables o asientos giratorios; esto puede hacer que sean incómodas para algunos usuarios. Además, su sistema antivuelco es superior al de muchos competidores, lo cual proporciona una mayor tranquilidad al conducir.

El hecho de poder transportarla como un trolley también le da ventaja frente a otros modelos más pesados o voluminosos. Mientras que otras scooters requieren más esfuerzo para ser movidas cuando están plegadas, la BRIO Plus simplifica este proceso gracias a sus cuatro ruedas móviles.

Casos de uso recomendados

Imagina salir a dar un paseo por el parque o realizar tus compras sin tener que preocuparte por el transporte público o buscar aparcamiento. La scooter eléctrica BRIO Plus es perfecta para estos momentos. Su fácil manejo hace que sea ideal tanto para jóvenes como para personas mayores que buscan mantener su independencia mientras se desplazan por la ciudad.

También es ideal para aquellos que necesitan desplazarse entre diferentes lugares durante el día; por ejemplo, puedes usarla para ir al trabajo y luego llevarla contigo a casa sin complicaciones. Su diseño ligero permite cargarla fácilmente en el maletero del coche si decides hacer una escapada fuera de la ciudad.

Ideal para

This scooter is perfect for anyone who needs an efficient and safe way to get around town—especially those with limited mobility or those who simply want to avoid the hassle of public transport or parking issues.

Consejos de uso

Asegúrate siempre de revisar la carga de la batería antes de salir; esto te evitará sorpresas desagradables durante tus trayectos. Además, recuerda ajustar los reposabrazos según tu comodidad antes de empezar a conducir; esto hará tu experiencia mucho más agradable.

Mantenimiento y cuidados

Para asegurar la durabilidad y el correcto funcionamiento del producto, se recomienda realizar limpiezas regulares con productos suaves y no abrasivos. Es importante verificar periódicamente el estado de todos los componentes, especialmente aquellos sometidos a mayor desgaste como ruedas, frenos y mecanismos de ajuste. Almacenar el producto en un lugar seco y protegido de la humedad prolongará significativamente su vida útil.

Recomendaciones de uso

Para optimizar la experiencia de uso, es aconsejable familiarizarse con todas las funciones y

ajustes disponibles antes del primer uso. Ajustar correctamente la altura y posición de los elementos según las necesidades individuales del usuario garantiza mayor comodidad y seguridad. En caso de duda sobre algún aspecto del funcionamiento, consultar el manual de usuario o contactar con el servicio de atención al cliente.

Garantía y servicio postventa

Este producto cuenta con garantía según establece la legislación vigente para productos ortopédicos. El servicio de atención al cliente está disponible para resolver cualquier consulta relacionada con el uso, mantenimiento o funcionamiento del producto. Se recomienda conservar el comprobante de compra y la documentación proporcionada para agilizar cualquier gestión de garantía si fuera necesaria.