

---

## Silla de ruedas eléctrica I-Atlantis - Autonomía 12-15 km - I-Atlantis



La Silla de ruedas eléctrica I-Atlantis ofrece una autonomía de 12-15 km, brindando libertad de movimiento y comodidad. Ideal para quienes buscan una solución práctica y eficiente para su movilidad diaria.

¿Estás buscando una silla de ruedas eléctrica que te dé libertad de movimiento y comodidad? La Silla de ruedas eléctrica I-Atlantis – Autonomía 12-15 Km. es justo lo que necesitas. Este modelo no solo te ofrece la autonomía que buscas, sino que también es ligera y fácil de manejar. Con su diseño compacto, es ideal para espacios reducidos y te permite moverte con total facilidad, ya sea en casa o al aire libre.

### Lo que incluye el Silla de ruedas eléctrica I-Atlantis – Autonomía 12-15 km

Cuando compras la Silla de ruedas eléctrica I-Atlantis, no solo obtienes un medio de transporte, sino también una serie de características pensadas en tu comodidad y seguridad. La silla viene equipada con un joystick posicionable en ambos lados, lo que facilita su manejo tanto para el usuario como para un acompañante. Además, incluye un punto de carga USB y luces tanto delanteras como traseras, para garantizar que estés siempre visible durante tus desplazamientos.

Otra gran ventaja es su batería de litio extraíble, que no solo asegura un peso ligero, sino que

también te permite cargarla externamente sin necesidad de mover toda la silla. Los reposapiés son abatibles y extraíbles, lo que facilita el acceso a la silla y proporciona una experiencia más cómoda al entrar y salir. Sin duda, cada detalle ha sido pensado para hacer tu vida más fácil.

## Especificaciones técnicas del Silla de ruedas eléctrica I-Atlantis – Autonomía 12-15 km

Autonomía	12-15 km
Motor	2 motores de 200W cada uno
Batería	Batería de litio (12Ah – 24V)
Peso neto	22.8 kg (sin batería)
Peso máximo soportado	100 kg
Dimensiones totales	110 x 64 x 91 cm
Dimensiones plegada	42 x 64 x 73 cm
Ancho asiento	40 cm
Largo asiento	42 cm
Altura del suelo al asiento	46 cm
Ruedas delanteras	8 pulgadas
Ruedas traseras	12 pulgadas
Material chasis	Aluminio
Tamaño del reposapiés	Doble abatible y extraíble o plataforma abatible.
Acelerador para acompañante incluido	Sí
Luz delantera y trasera incluida	Sí
Mochila delantera incluida	Sí
Carga máxima recomendada del accesorio portabastones giratorio	No disponible

### ¿Por qué elegir este modelo?

Elegir la Silla de ruedas eléctrica I-Atlantis tiene muchas ventajas. Primero, su diseño ligero hace que sea muy fácil transportarla y manejarla en espacios reducidos. Esto es especialmente útil si vives en un apartamento pequeño o necesitas moverte por lugares concurridos. Además, los dos motores ofrecen una potencia suficiente para subir pendientes sin esfuerzo.

También está diseñada para facilitar el acceso. Los reposapiés abatibles son perfectos si necesitas una entrada sencilla a la silla. Imagina poder entrar cómodamente sin tener que luchar con los reposapiés fijos. Además, el hecho de poder usarla manualmente cuando se libera el doble motor es una opción increíble si tu acompañante quiere ayudarte a desplazarte en un momento dado.

### Características destacadas

- Batería extraíble: Puedes cargarla fácilmente sin mover toda la silla.
- Doble motor: Potencia suficiente para subir pendientes y moverte con facilidad.
- Luz delantera y trasera: Te mantiene visible durante tus salidas nocturnas.
- Joystick posicionable: Facilita su uso tanto para ti como para un acompañante.

---

### **Ideal para:**

Esta silla es perfecta para quienes buscan independencia en su movilidad, con la garantía de comodidad y facilidad de uso. Es ideal para actividades diarias como ir al supermercado o visitar a amigos y familiares. Además, si le gusta viajar pero le preocupa la accesibilidad en entornos nuevos, el tamaño compacto de la I-Atlantis la convierte en una excelente compañera de viaje.

### **Consejos de uso:**

Asegúrate siempre de verificar la carga antes de salir; así evitas quedarte sin batería durante tus trayectos. Además, practica el manejo del joystick en un entorno seguro hasta que te sientas completamente cómodo controlando la silla. Esto te ayudará a ganar confianza cuando estés fuera.