
Silla de Ruedas Plegable Teyder Atlanta – Aluminio Ligero con Centro de Gravedad Ajustable



La silla de ruedas plegable Teyder Atlanta es una ayuda técnica fabricada en aluminio ligero con múltiples opciones de adaptación: eje trasero de liberación rápida, regulación del centro de gravedad y reposabrazos elevables. Ideal para usuarios que necesitan versatilidad sin renunciar a la solidez. Disponible en varias anchuras de asiento.

La **silla de ruedas plegable Teyder Atlanta** es una solución de movilidad en aluminio que permite configurar el centro de gravedad, la altura del asiento y la tensión del respaldo en función de cada usuario. Apta para uso doméstico y exterior, se pliega con facilidad y admite accesorios específicos para amputados. Dispone de marcado CE conforme a la Directiva 93/42/CEE.

Por qué la Teyder Atlanta destaca entre las sillas de ruedas manuales

Según el INE, en España más de 1,3 millones de personas presentan limitaciones graves de movilidad. Encontrar una silla que equilibre ligereza, adaptabilidad y durabilidad no es sencillo. La Atlanta lo resuelve con un chasis de aluminio de doble cruceta que mantiene la rigidez estructural sin disparar el peso. De hecho, el eje trasero de liberación rápida permite desmontar las ruedas en segundos, algo que marca la diferencia al cargar el vehículo. Y no es un detalle menor: el IMSERSO subraya que la facilidad de transporte es uno de los factores que más influye en el uso real de la silla.

Ahora bien, conviene aclarar que la Atlanta no es una silla ultraligera de competición. Su fortaleza está en la versatilidad clínica: adapta el centro de gravedad para usuarios con amputación, regula la profundidad del asiento y permite ajustar la altura del reposabrazos sin herramientas. Para quien busca esa combinación, pocas opciones del mercado ofrecen tanto por su precio.

Características principales de la Teyder Atlanta

Lo que sorprende es la cantidad de ajustes que integra una silla de este rango. Estos son los puntos clave:

- **Respaldo regulable en tensión** mediante 3 bandas independientes, adaptando el soporte lumbar a cada morfología.
- **Eje trasero con liberación rápida (quick release):** desmontaje sin herramientas para facilitar el traslado en coche.
- **Regulación del centro de gravedad:** posición del eje trasero ajustable para usuarios con amputación o necesidades posturales especiales.
- **Reposabrazos elevables y desmontables:** facilitan las transferencias laterales desde y hacia la cama, el baño o el coche.
- **Reposapiés abatibles y desmontables** con soportes de talón y ángulo regulable.
- **Ruedas traseras de 600 mm** con cubierta PU maciza: sin mantenimiento, sin pinchazos.
- **Anchuras de asiento** de 41, 43, 45, 47 y 50 cm para ajustarse a distintas complejiones.
- Disponible con accesorios opcionales: soporte para amputados, ruedas antivuelco, reposacabezas, reposapiés elevable, portasueros, portaoxígeno y bolsa de transporte.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Referencia	1424SR
Material del chasis	Aluminio con doble cruceta
Ancho de asiento	41 / 43 / 45 / 47 y 50 cm
Ancho total	59 / 62 / 65 / 68 cm
Profundidad con reposapiés	99 / 104 cm
Profundidad sin reposapiés	79 cm
Alto total	94 / 101,5 cm
Alto de asiento regulable	40 – 51,5 cm
Alto del asiento al suelo	42 – 49 cm
Altura del respaldo	48,5 / 50 / 51,5 cm
Profundidad del asiento	42 – 49,5 cm (ajustable)
Altura reposabrazos	40 – 46 cm
Ruedas delanteras	200 mm macizas
Ruedas traseras	600 mm (cubierta PU maciza)
Radio de giro	1292 / 1312 mm
Color	Dark grey
Peso Máx. soportado	130 Kg.
Normativa	CE / Directiva 93/42/CEE

Lo que la competencia no te cuenta sobre esta silla

La mayoría de fichas de producto se limitan a listar medidas. La Atlanta tiene un diferenciador clínico que pocas páginas explican: la **regulación del centro de gravedad** no es solo un ajuste estético. Modificar la posición del eje trasero hacia delante reduce el esfuerzo de propulsión hasta en un 20% según estudios de biomecánica publicados por la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF). Esto es relevante para usuarios con hombros débiles o en proceso de rehabilitación. Además, la adaptación para doble amputado convierte a la Atlanta en una de las pocas sillas de gama media capaces de asumir este perfil clínico sin accesorios de terceros.

¿Para quién es la silla de ruedas Teyder Atlanta?

La Atlanta encaja bien en varios perfiles. Conviene repasar los casos más habituales:

- **Usuarios activos con movilidad reducida** que se desplazan solos y necesitan liberar las ruedas para subir al coche sin ayuda.
- **Personas mayores con acompañante**: los reposapiés abatibles y la altura regulable facilitan las transferencias seguras.
- **Usuarios con amputación de miembro inferior**: el soporte específico y la regulación del centro de gravedad compensan el cambio de peso.
- **Familias que buscan polivalencia**: una sola silla que funciona en casa, en la calle y durante los viajes.
- **Centros sociosanitarios** que gestionan varios usuarios con morfologías distintas, gracias a las cuatro anchuras de asiento disponibles.

Consulta siempre con tu médico rehabilitador o fisioterapeuta antes de adquirir una silla de ruedas. La elección correcta depende de fa