

Silla de Tránsito Napoli Plegable con Freno en Empuñaduras y Ruedas | Acero | Mobiclinic - MA-00039/45



La silla de tránsito Napoli es una silla de ruedas ligera y plegable, fabricada en acero de alta resistencia, con **doble sistema de frenos** en empuñaduras y ruedas traseras, reposapiés desmontable y correa de sujeción. Ideal para interiores y desplazamientos cotidianos con máxima seguridad para el usuario y el cuidador.

La silla de tránsito Napoli es una silla de ruedas manual plegable diseñada para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida en entornos interiores y exteriores. Fabricada en acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión, incorpora un doble sistema de frenos, ruedas de 8 pulgadas y respaldo abatible para un transporte cómodo y seguro.

Por tanto, desplazarse con seguridad y comodidad es una necesidad diaria para muchas personas y sus cuidadores. Por eso, la silla de tránsito Napoli de Mobiclinic combina una estructura resistente con un diseño pensado para el uso cotidiano: ligera, manejable y fácil de plegar. Además, su doble sistema de frenos —en empuñaduras y en ruedas traseras— ofrece un control total en cualquier momento, lo que resulta especialmente valioso en rampas, pasillos o superficies irregulares.

Características

La silla de tránsito Napoli destaca por reunir en un solo modelo las prestaciones que más valoran

tanto los usuarios como los cuidadores. A continuación, se detallan sus principales características técnicas y funcionales.

Estructura y materiales

La estructura de la Napoli está fabricada en **acero de alta resistencia**, un material que garantiza solidez y durabilidad frente al uso continuado. Además, incorpora un recubrimiento protector que previene el desgaste y la corrosión, alargando la vida útil de la silla incluso en condiciones de uso intensivo. El asiento y el respaldo están confeccionados en **tejido Oxford de alta resistencia**, un material transpirable y fácil de limpiar que aporta comodidad durante los desplazamientos prolongados. Por otro lado, los reposabrazos acolchados contribuyen a que el usuario mantenga una postura cómoda y estable durante todo el trayecto.

Del mismo modo, en cuanto a las dimensiones, la silla mide **83 x 58 x 94 cm** en posición de uso y se reduce a **60 x 30 x 82 cm** una vez plegada, lo que facilita su almacenamiento en espacios reducidos o su transporte en el maletero de un vehículo. Su peso de **11,1 kg** la convierte en una opción manejable para el cuidador, sin sacrificar la robustez de la estructura.

Sistema de frenos y seguridad

Uno de los aspectos más destacados de la silla de tránsito Napoli es su **doble sistema de seguridad**. En primer lugar, incorpora frenos manuales integrados en las empuñaduras ergonómicas, que permiten al cuidador detener la silla de forma inmediata y controlada sin necesidad de soltar el agarre. En segundo lugar, dispone de frenos en las ruedas traseras que se pueden activar o desactivar fácilmente, incluso sin usar las manos, lo que resulta muy práctico en situaciones cotidianas como esperar en una cola o detenerse en una rampa.

Asimismo, la silla incluye una **correa de sujeción en pantorrillas** que aporta una capa adicional de estabilidad al usuario durante el desplazamiento, evitando movimientos involuntarios de las piernas. No es un detalle menor: esta correa marca una diferencia real en la seguridad percibida por el usuario, especialmente en personas con menor control muscular en las extremidades inferiores.

Maniobrabilidad y ruedas

La Napoli está equipada con **ruedas delanteras direccionales de 8 pulgadas** que permiten giros suaves y precisos, ideales para navegar por pasillos estrechos, habitaciones o espacios con mobiliario. Las ruedas traseras, también de 8 pulgadas, son antideslizantes y proporcionan estabilidad en distintas superficies. Gracias a esta combinación, la silla ofrece un rendimiento fiable en pendientes de hasta 8°, lo que amplía su uso a entornos con pequeñas rampas o desniveles.

Por ejemplo, en una vivienda con suelos de parqué o baldosa, las ruedas antideslizantes evitan resbalones y mantienen la trayectoria sin esfuerzo adicional por parte del cuidador. De igual modo, en centros de salud o residencias, la maniobrabilidad de las ruedas delanteras facilita los giros en espacios reducidos.

Diseño plegable y transporte

El diseño plegable de la silla de tránsito Napoli es uno de sus puntos fuertes para familias activas o cuidadores que necesitan transportar la silla con frecuencia. El respaldo es abatible, lo que reduce aún más el volumen al plegar la silla. En consecuencia, cabe sin dificultad en el maletero de la mayoría de los turismos. El reposapiés es desmontable, lo que facilita la entrada y salida del usuario y simplifica el proceso de plegado. Finalmente, las empuñaduras ergonómicas completan un diseño orientado a reducir la fatiga del cuidador durante los desplazamientos.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Referencia	MA-00039/45
Dimensiones del producto	83 x 58 x 94 cm
Dimensiones plegado	60 x 30 x 82 cm
Peso del producto	11,1 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Color	Azul y negro
Material de la estructura	Acero de alta resistencia
Material del asiento y respaldo	Tejido Oxford de alta resistencia
Medidas del asiento	39,5 x 46 cm
Altura del respaldo	46,5 cm
Altura del asiento al suelo	49,5 cm
Tamaño de ruedas delanteras y traseras	8 pulgadas
Rendimiento en pendientes	Hasta 8°
Accesorios incluidos	Reposapiés desmontable, correa de sujeción

Lo que marca la diferencia

La silla de tránsito Napoli no es simplemente una silla plegable más. Su combinación de características la sitúa por encima de muchos modelos de su categoría, y hay varios aspectos que el competidor no desarrolla con suficiente profundidad.

Doble freno: una ventaja real en el día a día

Muchas sillas de tránsito incluyen frenos solo en las ruedas traseras. Sin embargo, la Napoli incorpora además frenos manuales en las empuñaduras, lo que permite al cuidador reaccionar de forma inmediata ante cualquier imprevisto sin necesidad de agacharse o soltar el agarre. Esta doble acción de frenado es especialmente útil en rampas de acceso, bordillos o superficies con pendiente.

Además, el tejido Oxford del asiento y el respaldo no solo es resistente, sino también fácil de mantener limpio, algo que se agradece en el uso diario. Por otro lado, la correa de sujeción en pantorrillas es un elemento de seguridad que no todos los modelos de esta gama incluyen, y que marca una diferencia real para usuarios con menor control postural.

No obstante, para ampliar información sobre ayudas técnicas para la movilidad y su financiación, puedes consultar el [CEAPAT \(Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas\)](#), organismo de referencia en España. Asimismo, el [informe de la OMS sobre tecnología de apoyo](#) ofrece contexto internacional sobre el acceso a productos de movilidad.

¿Para quién es?

La silla de tránsito Napoli está pensada para un perfil de usuario concreto, aunque su versatilidad la hace adecuada en varios contextos diferentes.

Usuarios y situaciones de uso

- **Personas mayores con movilidad reducida** que necesitan ayuda para desplazarse en interiores o en salidas cotidianas al médico, al mercado o a visitas familiares.
- **Personas en recuperación postoperatoria** que requieren una silla de tránsito temporal durante el periodo de rehabilitación.
- **Cuidadores y familiares** que buscan una silla ligera y fácil de plegar para transportar en el coche sin esfuerzo.
- **Residencias y centros de día** que necesitan sillas de tránsito manejables para el personal auxiliar.
- **Usuarios de hasta 100 kg** que requieren una silla con capacidad de carga suficiente y estructura sólida.