



Colchón de aire antiescaras con compresor regulable de uso preventivo OPTIMAL 2000S - Ayudas Mayores

Producto Colchón de aire antiescaras con compresor regulable de uso preventivo OPTIMAL 2000S

Precio 48.20 EUR

Imagen del producto



Resumen Colchón de aire alternativo con compresor regulable desde 50 Kg. hasta 100 Kg. peso máximo de usuario, para la prevención de escaras. Especialmente indicado para usuarios de movilidad reducida ó sin mo...

Descripción COMPRESOR Y COLCHON PARA PREVENCIÓN DE ESCARAS Modelo OPTIMAL 2000S INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Colocar el colchón sobre la cama con las entradas de aire a los pies del paciente. Abrir las asas de la parte posterior de la bomba y colgarla a los pies de la cama. Conectar las tuberías del colchón a la bomba y comprobar que no queden debajo del colchón. Asegurarse de que los tubos quedan bien fijados. Colocar una sábana entre el colchón de burbujas y el paciente. Enchufar la unidad a la corriente elé...
